



# Tetra-Clue ほっとオアシス

心と身体を癒す医療機器をお手元に



管理医療機器承認番号：21600BZZ00097  
( 電位・温熱組合せ家庭用医療機器 )

## —— 特 徴 ——

- ① 有害電磁波カット
- ② 温熱・電位 W 治療器
- ③ フィトンチッド併用
- ④ ナノ化プラウシオン含有シート使用

Tetra Clue  
健康の4つの切っ掛けです。

- 「医療機器」とは法令（薬事法）で定められている用語で、この製品は「管理医療機器」に指定されています。
- 「管理医療機器」の販売においては、都道府県知事への届出及び「管理医療機器営業管理者」の設置が義務付けられています。
- 当社では管理医療機器営業管理者を設置し、薬事法、医療法を遵守し、より正確な製品の特徴を皆様にお伝えしています。

## —— 特 徴 ——

① 有害電磁波 99% カット !!

② 温熱・電位の W 治療 !!

③ フィトンチッドでリフレッシュ !!

④ PROUSION 含浸シート !!

### 温熱治療で治る症状

● 疲労回復



● 筋肉の  
疲れをとる



● 神経痛、筋肉痛の  
かんかい  
痛みの緩解




● 筋肉のコリをほぐす



● 血行をよくする



● 胃腸の働きを活発にする



### 電位治療で治る症状

● 頭 痛



● 肩凝り



● 不眠症




● 慢性便秘



## ① 有害電磁波 99% カット !!

—— 有害電磁波が健康障害を起こすと言われています ——

### ■ 電磁波カットの原理



電磁波の被爆が血液循環の阻害、自律神経系の失調、ミネラル分の破壊、細胞や遺伝子の異常などに作用すると言われています。どんな健康器具も、電磁波を発生させていれば障害を起こしかねません。「Tetra-Clue ほっとオアシス」は、有害電磁波発生を抑制していますので、電磁波被爆障害を受けることなく、安心してご使用頂けます。またこの熱を活用して、身体のバランス調整に役立つ遠赤外線も発生させています。

## ② 温熱・電位の W 治療が可能 !!

—— 「血流悪化による冷え」と「自律神経系の異常」が健康障害を起こします ——



**温熱治療**／体調不良の多くは「冷え」が原因。

体が冷えると血管が収縮して体の隅々に血液が行き届かなくなり、様々な悪影響が出ます。特に免疫機能は「冷え」に弱いので、血液の循環が悪く冷えている所に病気が出ます。温熱治療は、身体を芯から温めて血行を良くし、免疫機能を改善します。

**電位治療**／心身の不調の原因にあるのは「自律神経の失調」。

血液中の PH バランスが酸性に傾くと、体調が崩れます。電位治療は PH をアルカリ性へ誘導し、また新陳代謝を促進します。さらに自律神経の機能が安定して内分泌腺の機能も良くなって心身全般のバランスが回復し、全身の健康回復になります。

## ③ フィトンチッドでリフレッシュ !!

—— フィトンチッドは脳幹を刺激すると言われています ——

**フィトンチッド**／アロマポケットにパッケージを入れてスイッチ ON。寝ながら森林浴です。

フィトンチッドは森の香り。植物が自分自身を守る為に出す色々な物質の事。脳を刺激して、心身をリフレッシュさせます。**リラクセーション効果**や、**ストレス解消**、**活性酸素の除去**、**殺菌**、**防虫効果**（独立行政法人 森林総合研究所）さらにガンに対応する **NK 細胞の活性**、**抗がんタンパク質の増加**にも作用（日本医科大学 衛生学 公衆衛生学）します。



## ④ PROUSION で生体環境調整 !!

—— ブラウシオンは共鳴作用で生体バランスを整えると言われています ——

**ブラウシオン**／生体バランス調整 = ナノサイズにしてシートに配合。横になるだけで OK !

ブラウシオンの触媒・共鳴作用で、①**活性酸素を除去** ②**SOD の活性** ③**自律神経系バランスを調整** ④**ストレスを軽減** ⑤**MyoD mRNA と SOD mRNA の活性化**をします。

ブラウシオンは、日本で開発されたセラミック混合体です。開発後上海復旦大学医学院 中華薬物研究室で研究され（2001～2005 年）、『PROUSION のフリーラジカル除去効果』を発表（2002 年「第 12 回 日中薬理学会」）。『代替医療物質 PROUSION の医療工学的総合研究』として日本大学工学部次世代工業技術研究センターと NPO 日本健康事業促進協会による共同研究プロジェクトが進められ（2006～2010 年）、『mRNA に対する作用』が発表されました（2008 年 12 月「第 21 回 日本トレーニング科学会」）。





# 多機能コントローラー

※実用新案登録 第3106741号

## 音声案内機能

- 簡単操作、音声案内付きで安心。布団の中に入っただけでも簡単に操作できます。

## イオンチェック機能

- 電位治療時に製品の上に座り、イオンチェック部に触れるだけ。音色で、電位が生じていることをお知らせします。

## LED減光機能

- 就寝時、暗間でも気になりません。時間がたつと自動的に減光します。

## 記憶保持機能

- 電源が切れても、前日の設定を記憶しています。

交互動作  
スイッチ

温熱動作  
スイッチ

電位動作  
スイッチ

イオン  
チェック

※製品に座った状態で  
チェックして下さい。

タイマー切換  
スイッチ

温度調節  
スイッチ



## タイマー 設定

- 温熱治療 (1 時間、4 時間、12 時間)
- 電位治療 (1 時間、4 時間、8 時間)
- 交互治療 (12 時間)

※各々お好みで時間設定をして頂けますが、**3 以上の高温で設定される場合は 1 時間以内**でご使用下さい。

## 温熱治療


- 全面・下面の切替可能。全面では肩口まで温かく、下面では頭寒足熱で腰下を温めます。安全装置の働きで安心してご使用いただけます。

## 電位治療

- 弱 ( - 300V) 強 ( - 600V) で、お好みの強さの治療が可能。マイナス電位で血液中のナトリウムやカルシウムのイオン化量が増大し、弱アルカリ性体質になります。

## 交互治療

- マイコン制御で温熱治療・電位治療が自動的に切替わり、冬場でも暖かい状態で電位治療が行えます。



定格・仕様	
一般名称	電位・温熱組合せ家庭用医療機器
定格電圧	AC100V 50Hz - 60Hz
定格消費電力	120W
治療電子	ヒーター電位ユニット
出力電位	強: DC - 600V、弱: DC - 300V
温度調節機構	感熱線式
安全装置	感熱線断線検知回路、局部過熱防止回路 温度過昇防止装置、過電流防止装置
製品表面温度	弱: 27℃~強: 54℃
本体寸法 (m/m)	タテ 1970 × ヨコ 970
治療導子寸法 (m/m)	タテ 1600 × ヨコ 800
コントローラー寸法	タテ 140 × ヨコ 210 × 厚さ 38 (mm)
電源コード	2m (2 芯)
出力コード	1m (7 芯)
外皮材質	サテン (ポリエステル 100%)
管理医療機器承認番号	21600BZZ00097

下記のような医療電子機器は誤作動を招くおそれがあります。電位治療では使用しないで下さい。



## 危険

- ペースメーカー等の体内埋込型医用電子機器
- 人工心肺等の生命維持用医用電子機器
- 心電計等の装着型医用電子機器



## 注意

右のように医師から診断を受けている方は、医師と相談の上でご使用下さい。

### 電位治療

- 悪性腫瘍のある方
- 心臓病の方
- 妊娠中の方
- 熱の高い方 (38℃以上)
- 急性疾患 (疼痛症) の方

### 温熱治療

- 悪性腫瘍のある方
- 熱の高い方 (38℃以上)
- 急性疾患 (疼痛症) の方
- 低温火傷をした方
- 知覚障害のある方
- 安静を必要とする方
- 適用部位の皮膚に異常のある方

※その他、医師の診断により上記以外の身体上の異常が考えられる場合は、医師の指示に基づいてご使用下さい。

【総発売元】 有限会社 光 CO-EI 栄 東京都中央区日本橋室町 1-8-7

## 【販売店】

## プラウシオン東京サロン

〒140-0014

東京都品川区大井 1-11-1 大井西銀座ビル A 棟 4F

TEL : 03-5743-7281 FAX : 03-5743-7282

E-MAIL : info@time-field.jp

※予告なく仕様の一部を変更することがありますので、予めご了承ください。 ※取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。